


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-P53 (Validado Por Ko) Para Wb, Ihc-P, If/Icc - P02340

Número do item: CM0010622



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-p53 validado por KO para Western blot, IHC-P e IF/ICC. Detecta p53 humano, de camundongo e de rato. Imunógeno de peptídeo sintético, 43 kDa. Para pesquisas sobre câncer e estudos de apoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	[Validado por KO] mAb de Coelho anti-p53
Observações/Apelidos	bbl; bfy; bhy; p44; p53; Tp53
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	7157
GeneID	22059
Imunógeno	Peptídeo sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P02340
Peso da Proteína	43 kDa
Envio	Bolsa de gelo