


Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-P53 Para Wb, Ip, Elisa - P04637

Número do item: CM0029942



introdução

Anticorpo policlonado de coelho contra p53 humano, validado para Western blotting, imunoprecipitação e ELISA. Detecta a proteína supressora de tumor p53 de 44kDa, um regulador chave da parada do ciclo celular e da apoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	p53 Rabbit pAb
Observações/Alias	P53; BCC7; LFS1; BMFS5; TRP53; p53
Espécie	Humano
ID do Gene	7157
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 218-390 do p53 humano (NP_035770.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P04637
Peso da Proteína	44kDa
Envio	Bolsa de gelo