

Anti-P53 Rabbit Polymab® (Validado Por Ko) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P04637

Número do item: CM0006844



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho validado por KO contra p53 humano. Adequado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Imunogênio de proteína recombinante, reage cruzadamente com humano. Ideal para pesquisa sobre câncer e estudos de apoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] p53 Rabbit PolymAb®
Observações/Apelido	P53; BCC7; LFS1; BMF55; TRP53
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7157
GeneID	7157
Imunogênio	Proteína recombinante de p53 humano.
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P04637
Peso da Proteína	44kDa
Envio	Saco com gelo