

Anti-P60 Caf1 Anticorpo Monoclonal De Coelho Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q13112

Número do item: CM0010482



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho que visa o p60 CAF1 humano (CHAF1B), um fator de montagem de cromatina envolvido na montagem de nucleossomos durante a replicação e reparo do DNA. Validado para aplicações WB, IHC-P e ELISA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	p60 CAF1 mAb de Coelho
Observações/Apelido	CAF1; MPP7; CAF-1; CAF1A; CAF1P60; CAF-IP60; MPHOSPH7; p60 CAF1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	8208
ID do Gene	8208
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 459-559 do p60 CAF1 humano (Q13112)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q13112
Peso da Proteína	61kDa
Envio	Saco de gelo