

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-P60 Caf1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q13112

Número do item: CM0024710



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra p60 CAF1 humano (CHAF1B, CAF-1 p60) validado para WB, IHC-P, ELISA. Reconhece humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de montagem de cromatina e replicação de DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	p60 CAF1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	CAF1; MPP7; CAF-1; CAF1A; CAF1P60; CAF-IP60; MPHOSPH7; p60 CAF1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	8208
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 270-559 de p60 CAF1 humano (NP_005432.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13112
Peso Molecular da Proteína	61kDa
Envio	Bolsa de gelo