


Anticorpo Policlonal Anti-P63 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9H3D4

Número do item: CM0017601



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra p63 humano (TP63) validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, camundongo, rato. Uso em pesquisa para apoptose, biologia de células-tronco epiteliais e desenvolvimento de membros.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	p63 Rabbit pAb
Observações/Apelido	AIS; KET; LMS; NBP; RHS; p40; p51; p63; EEC3; OFC8; p73H; p73L; SHFM4; TP53L; TP73L; p53CP; TP53CP; B(p51A); B(p51B)
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	8626
ID do Gene	8626
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-160 do p63 humano (NP_003713.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9H3D4
Peso da Proteína	45-77 kDa
Envio	Saco com gelo