

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-P63 Para Ihc-P, Elisa - Q9H3D4

Número do item: CM0011853



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-p63 para IHC-P e ELISA. Reage com humano, camundongo, rato. Adequado para pesquisa de morfogênese epitelial e biologia de células-tronco. SWISS: Q9H3D4.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	p63 Rabbit mAb
Observações/Apelido	AIS; KET; LMS; NBP; RHS; p40; p51; p63; EEC3; OFC8; p73H; p73L; SHFM4; TP53L; TP73L; p53CP; TP53CP; B(p51A); B(p51B)
Espécie	Humano
ID do Gene	8626 (Humano)
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 581-680 do p63 humano (NP_003713.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9H3D4
Peso da Proteína	45-77 kDa
Envio	Saco com gelo