

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-P63 Para Wb, Elisa, Chip - Q9H3D4

Número do item: CM0005135



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade que visa a p63 humana (TP63). Validado para WB, ELISA e CHIP, detecta p63 humana e de rato com um peso molecular de 45-77 kDa. Ideal para estudar regulação da transcrição, morfogênese epitelial e desenvolvimento de membros.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	p63 Rabbit mAb
Observações/Apelido	AIS; KET; LMS; NBP; RHS; p40; p51; p63; EEC3; OFC8; p73H; p73L; SHFM4; TP53L; TP73L; p53CP; TP53CP; B(p51A); B(p51B)
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8626
GeneID	8626
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 581-680 da p63 humana (NP_003713.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA, CHIP
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q9H3D4
Peso da Proteína	45-77 kDa
Envio	Saco de gelo