

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-P63 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H3D4

Número do item: CM0003385



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho recombinante que visa a p63 humana (Proteína tumoral 63). Validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage cruzadamente com humano e camundongo. Adequado para pesquisa de desenvolvimento epitelial e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	p63 Rabbit mAb
Observações/Apelido	AIS; KET; LMS; NBP; RHS; p40; p51; p63; EEC3; OFC8; p73H; p73L; SHFM4; TP53L; TP73L; p53CP; TP53CP; B(p51A); B(p51B)
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	8626
ID do Gene	8626
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-203 da p63 humana (Q9H3D4).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9H3D4
Peso da Proteína	45-77 kDa
Envio	Saco de gelo