

Anticorpo Policlonal Coelho Anti-P63 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9H3D4

Número do item: CM0019873



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra p63 humano (TP63), adequado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reconhece humano, rato, rato. Ideal para pesquisa de regulação transcricional e morfogênese epitelial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	p63 Coelho pAb
Observações/Apelido	AIS, KET, LMS, NBP, RHS, p40, p51, p63, EEC3, OFC8, p73H, p73L, SHFM4, TP53L, TP73L, p53CP, TP53CP, B(p51A), B(p51B)
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8626
GeneID	8626
Imunógeno	Peptídeo sintético, Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 166-362 do p63 humano (NP_001108452.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	Q9H3D4
Peso Proteico	45-77 kDa
Envio	Saco de gelo