


Anticorpo Monoclonal Anti-P70 S6 Kinase 1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P23443

Número do item: CM0011979



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-p70 S6 Kinase 1 de alta qualidade, validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage com amostras humanas, de camundongo e de rato. Tem como alvo a principal quinase a jusante de mTOR, que regula a tradução e o crescimento celular. Para pesquisa em IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	p70 S6 Kinase 1 Rabbit mAb
Observações/Apelido	S6K; P56K; S6K1; STK14A; p70-S6K; p70 S6KA; p70-alfa; S6K-beta-1; p70(S6K)-alfa; p70 S6 Kinase 1
Espécie	Humana
GeneID	6198
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 1-100 da p70 S6 Kinase 1 humana (NP_003152.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	P23443
Peso da proteína	59 kDa
Envio	Bolsa de gelo