


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-P70 S6 Quinase 1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P23443

Número do item: CM0021499



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à p70 S6 Quinase 1 humana (RPS6KB1). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; reage cruzadamente com camundongo, rato. Ideal para pesquisa de sinalização mTOR e proliferação celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	p70 S6 Quinase 1 Anticorpo pAb de Coelho
Observações/Apêndice	S6K; PS6K; S6K1; STK14A; p70-S6K; p70 S6KA; p70-alfa; S6K-beta-1; p70(S6K)-alfa; p70 S6 Quinase 1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6198
GeneID	6198
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 421-520 da p70 S6 Quinase 1 humana (NP_003152.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P23443
Peso Proteico	59kDa
Envio	Bolsa de Gelo