

Anticorpo Policlonal Anti-P70 S6 Kinase 2 Para Wb, Elisa - Q9Ubs0

Número do item: CM0014524

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a p70 S6 Kinase 2 (RPS6KB2) humana para aplicações de Western blot e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Adequado para pesquisa em sinalização mTOR, crescimento celular e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	p70 S6 Kinase 2 Rabbit pAb
Observações/Alias	KLS; SRK; S6K2; S6KB; STK14B; S6KI(2); S6Kbeta; p70S6Kb; P70-beta; S6K-beta2; P70-beta-1; P70-beta-2; p70(S6K)-beta; p70 S6 Kinase 2
Espécie	Humana
GeneID (Humana)	6199
GeneID	6199
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-170 da p70 S6 Kinase 2 humana (NP_003943.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UBS0
Peso Proteico	53kDa
Transporte	Bolsa de gelo