

Anti-P73 Anticorpo Monoclonal De Coelho Para Wb, Ihc-P, Elisa - O15350

Número do item: CM0006984



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho que visa o p73 humano (O15350). Validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage cruzadamente com p73 de camundongo e rato. O p73 é um fator de transcrição relacionado ao p53, envolvido na apoptose, supressão tumoral e ciliogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	p73 mAb de Coelho
Observações/Apelido	P73; CILD47; p73
Espécie	Humano
ID do Gene	7161
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do p73 humano (O15350).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O15350
Peso da Proteína	70kDa
Envio	Saco de gelo