


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-P75Ntr/Ngfr (Cd271) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P08138

Número do item: CM0003820



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta especificidade que visa o p75NTR/NGFR (CD271/TNFRSF16) humano. Validado para WB, IHC-P, ELISA; reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisas de sinalização de neurotrofinas e neurodegeneração.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	p75NTR/NGFR Rabbit mAb
Observações/Apelido	CD271; p75NTR; TNFRSF16; p75(NTR); Gp80-LNGFR; p75NTR/NGFR
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4804
GeneID	4804
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 300-400 do receptor de NGF humano p75 (P08138).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P08138
Envio	Saco com gelo