


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-P75Ntr/Ngfr Para Wb, Elisa - P08138

Número do item: CM0020352



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra p75NTR/NGFR humano, validado para WB e ELISA. Apresenta reatividade cruzada com humano, camundongo e rato. Adequado para pesquisas de sinalização de neurotrofinas e diferenciação neuronal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho p75NTR/NGFR
Observações/Alias	CD271; p75NTR; TNFRSF16; p75(NTR); Gp80-LNGFR; p75NTR/NGFR
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4804
GeneID	4804
Imunógeno	Peptídeo sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P08138
Peso da Proteína	45kDa
Envio	Bolsa de gelo