


Anti-P75Ntr/Ngfr Coelho Polymab® Para Wb, Ihc-P, Elisa - P08138 / Q9Z0W1

Número do item: CM0012125



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado a p75NTR/NGFR para western blot, IHC-P e ELISA. Reconhece NGFR humano e de camundongo com reatividade cruzada para rato. Ideal para estudos de sinalização de neurotrofinas, destino celular e metabolismo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	p75NTR/NGFR Coelho PolymAb®
Observações/Apelido	CD271; p75NTR; TNFRSF16; p75(NTR); Gp80-LNGFR
Espécie	Humano/Camundongo
GeneID (Humano)	4804
GeneID	4804/18053
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 300-400 do p75NTR/NGFR humano (NP_150086.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P08138/Q9Z0W1
Peso Proteico	45kDa
Envio	Saco de gelo