


Anticorpo Policlonal Anti-Pabpc1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P11940

Número do item: CM0015808



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao PABPC1 humano, validado para western blot, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Adequado para pesquisa de metabolismo e tradução de mRNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAbPC1 Coelho pAb
Observações/Apelido	PAB1; PABP; PABP1; PABPC2; PABPL1; pAbPC1
Espécie	Humano
ID do Gene (humano)	26986
ID do Gene	26986
Imunógeno	Peptídeo Sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P11940
Peso Proteico	71kDa
Envio	Saco de Gelo