

Anticorpo Policlonal Anti-Pabpc4 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13310

Número do item: CM0028445

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PABPC4 humano. Aplicações: WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, rato, camundongo. Ideal para estudar a ligação ao poli(A) do mRNA e a regulação pós-transcricional.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PABPC4 Rabbit pAb
Observações/Apelido	APP1, APP-1, PABP4, IPABP, PABPC4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8761
GeneID	8761
Imunogénio	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 350-450 do PABPC4 humano (NP_003810.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13310
Peso Proteico	71kDa
Envio	Saco de gelo