

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pabpc5 Para Wb, Elisa - Q96Du9

Número do item: CM0027003

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a PABPC5 (proteína de ligação a poliadenilato 5) para aplicações em Western blot e ELISA. Demonstra reatividade cruzada com espécies humana e de camundongo. Ideal para pesquisa IVD em metabolismo de mRNA e processos regulatórios citoplasmáticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PABPC5 Coelho pAb
Observações/Apêndice	PABP5; PABPC5
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	140886
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-382 da PABPC5 humana (NP_543022.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q96DU9
Peso Proteico	43kDa
Envio	Saco de gelo