

Anticorpo Policlonais Anti-Pabpn1 Para Wb E Elisa - Q86U42

Número do item: CM0028652



introdução

Anticorpo Policlonais de Coelho contra PABPN1 humano validado para WB e ELISA. Detecta PABPN1 humano e de camundongo, uma proteína de ligação poli(A) nuclear envolvida no processamento da extremidade 3' do mRNA. Ideal para pesquisa em metabolismo de mRNA e distrofia muscular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PABPN1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	OPMD; PAB2; PABII; PABP2; PABP-2; PABPN1
Espécie	Humano
ID do Gene	8106
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do PABPN1 humano (NP_004634.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q86U42
Peso da Proteína	33kDa
Transporte	Em bolsa de gelo