

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Pabpn1 Para Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - Q86U42

Número do item: CM0003130



introdução

Reage com PABPN1 humano, de rato e camundongo; adequado para Western blot, imunofluorescência, IHC e ELISA; direciona-se a uma proteína nuclear de ligação a poli(A) envolvida no processamento de mRNA e na regulação de genes musculares.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PABPN1 Anticorpo Monoclonal de Coelho (mAb)
Observações/Apelido	OPMD, PAB2, PABII, PABP2, PABP-2, PABPN1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	8106
ID do Gene	8106
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do PABPN1 humano (Q86U42).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q86U42
Peso Proteico	31kDa/33kDa
Envio	Saco de gelo