

Anticorpo Policlonais Anti-Pacsin3 Para Wb E Elisa - Q9UKs6

Número do item: CM0030020

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-PACSIN3, adequado para Western blotting e ELISA. Detecta PACSIN3 humano, de camundongo e de rato, uma proteína envolvida na endocitose e tráfego de proteínas de membrana.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PACSIN3 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	SDPIII; PACSIN3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	29763
GeneID	29763
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 175-424 do PACSIN3 humano (NP_057307.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UKS6
Peso da Proteína	48kDa
Envio	Bolsa de gelo