

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Padi1 Para Wb E Elisa - Q9ULc6

Número do item: CM0016368



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PADI1 humano, adequado para WB e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Utilizado no estudo da proteína arginina deiminase em queratinócitos epidérmicos. Somente para uso em pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	PADI1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	PDI; PADI1; PDI1; HPAD10; PADI1
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	29943
GeneID	29943
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-277 de PADI1 humano (NP_037490.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Camundongo, rato
SWISS	Q9ULC6
Peso da proteína	75 kDa
Transporte	Bolsa de gelo