

## Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Padi1/Pad1 Para Wb, Elisa - Q9Ulc6

Número do item: CM0007636



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra PADI1/PAD1 humano, validado para WB e ELISA, reativo cruzado com camundongo. Ideal para estudar a citrulinização de proteínas e a biologia epidérmica. Peso molecular previsto de 74kDa.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | PADI1/PAD1 Rabbit mAb                                                                                                         |
| Observações/Apelido | PADI1; HPAD10; PAD1; PDI; PDI1; peptidil arginina deiminase 1; PADI1/PAD1                                                     |
| Espécie             | Humano                                                                                                                        |
| ID do Gene (Humano) | 29943                                                                                                                         |
| ID do Gene          | 29943                                                                                                                         |
| Imunogénio          | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-277 do PADI1/PAD1 humano (NP_037490.2) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                        |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                                                                                        |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                                     |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo                                                                                                            |
| SWISS               | Q9ULC6                                                                                                                        |
| Peso da Proteína    | 74kDa                                                                                                                         |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                                  |