

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Padi2 Para Wb, Elisa - Q9Y2J8

Número do item: CM0015904



introdução

PADI2 Rabbit pAb (Q9Y2J8) é um anticorpo policlonal de coelho direcionado à proteína-arginina deiminase tipo 2. Validado para WB e ELISA com reatividade cruzada humana, adequado para aplicações de pesquisa em IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PADI2 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	PAD2; PDI2; PAD-H19; PADI2
Espécie	Humano
ID do Gene	11240
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-200 da PADI2 humana (NP_031391.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9Y2J8
Peso da Proteína	76kDa
Envio	Saco de gelo