

Anticorpo Policlonal Anti-Padi4 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Um07

Número do item: CM0022598



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra PADI4 humano (peptidilarginina deiminase tipo 4). Validado em WB, IHC-P e ELISA. Reage de forma cruzada com proteínas humanas, de camundongo e de rato. Adequado para o estudo da descondensação da cromatina, NETose e regulação gênica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do produto	PADI4 Rabbit pAb
Observações/Alcunhas	PAD; PAD4; PDI4; PDI5; PADI5; PADI4
Espécie	Humana
GeneID (humano)	23569
GeneID	23569
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 290-663 da PADI4 humana (NP_036519.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	Q9UM07
Peso da proteína	74 kDa
Envio	Bolsa de gelo