

Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Padi4 Para Wb, Elisa - Q9Um07

Número do item: CM0020523



introdução

Anticorpo policlonado de coelho direcionado a PADI4 (proteína arginina deiminase tipo 4). Verificado para WB e ELISA. Reage com seres humanos e camundongos. Útil para estudos de código de histonas, regulação da cromatina e NETs.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PADI4 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	PAD; PAD4; PDI4; PDI5; PADI5; PADI4
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	23569
ID do Gene	23569
Imunógeno	Peptídeo sintético Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 350-450 da PADI4 humana NP_036519.2 .
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9UM07
Peso Molecular da Proteína	74kDa
Transporte	Bolsa de gelo