

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Paep Para Wb, Elisa - P09466

Número do item: CM0030995



introdução

O anticorpo policlonal de coelho Anti-PAEP da CamelBio detecta a Glicodelina humana (P09466) por WB e ELISA. Ele apoia pesquisas sobre fertilização, imunomodulação e estudos de tecidos reprodutivos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PAEP Rabbit pAb
Observações/Apelidos	GD; GdA; GdF; GdS; PEP; PAEG; PP14; ZIF-1; PAEP
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5047
GeneID	5047
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 19-180 da PAEP humana (NP_002562.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P09466
Peso da Proteína	21kDa
Envio	Bolsa de gelo