


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Paf1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q8N7H5

Número do item: CM0009040



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado contra o PAF1 humano (PD2), adequado para WB, IHC-P e ELISA. Apresenta reação cruzada com amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para o estudo da função do complexo PAF1 na regulação da transcrição e na pluripotência de células-tronco embrionárias.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	PAF1 Rabbit mAb
Observações/Apelido	PD2; F23149_1; PAF1
Espécie	Humana
GeneID (humano)	54623
GeneID	54623
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 1-100 do PAF1 humano (NP_061961.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q8N7H5
Peso da proteína	60 kDa
Transporte	Gelo reutilizável