

Anticorpo Monoclonal Anti-Pag1 Para Wb, Elisa - Q9Nwq8

Número do item: CM0002523

introdução

Anticorpo monoclonal anti-PAG1 de coelho (47 kDa) para aplicações de WB e ELISA. Alvo na fosfoproteína PAG/Cbp (Q9NWQ8) envolvida na regulação da sinalização de células T. Reage cruzadamente com humano, camundongo e rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PAG1 Rabbit mAb
Observações/Apelidos	CBP; PAG; PAG1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	55824
GeneID	55824
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 333-432 do PAG1 humano (Q9NWQ8).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NWQ8
Peso da Proteína	47 kDa
Envio	Bolsa de gelo