

Anticorpo Monoclonal Anti-Pah Para Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P00439

Número do item: CM0002417



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra PAH humano (Fenilalanina-4-hidroxilase). Adequado para WB, IF/ICC, IF-P, ELISA. Reage de forma cruzada com PAH humano, de rato e de camundongo. Ideal para pesquisa de fenilcetonúria e estudos de atividade enzimática.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PAH Rabbit mAb
Observações/Apelido	PH; PKU; PKU1; PAH
Espécie	Humano
ID do Gene	5053
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do PAH humano (P00439)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P00439
Peso Proteico	52kDa
Envio	Bolsa de Gelo