


Anticorpo Policlonal Anti-Pah Para Wb, Elisa - P00439

Número do item: CM0022428



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à PAH humana (fenilalanina-4-hidroxilase). Validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada para rato. Imunógeno de proteína recombinante cobrindo os aminoácidos 110-452. Adequado para pesquisas sobre metabolismo e distúrbios genéticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PAH Rabbit pAb
Observações/Alias	PH; PKU; PKU1; PAH
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	5053
GeneID	5053
Imunógeno	Proteína recombinante correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 110-452 da PAH humana (NP_000268.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	P00439
Peso da Proteína	52kDa
Envio	Bolsa de gelo