

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pah Para Wb, If/Icc, Elisa - P00439

Número do item: CM0016973



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra fenilalanina-4-hidroxilase (PAH). Validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, camundongo, rato. Adequado para pesquisa de metabolismo da fenilalanina, PKU. Detecta proteína de ~52kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PAH Rabbit pAb
Observações/Apeliido	PH; PKU; PKU1; PAH
Espécie	Humano
GeneID (humano)	5053
GeneID	5053
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-290 do PAH humano (NP_000268.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P00439
Peso da Proteína	52kDa
Envio	Saco de gelo