

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pai-1/Serpina E1 Para Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P05121

Número do item: CM0027955



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao PAI-1/Serpina E1 humano (SERPINE1). Adequado para Western blot, imunofluorescência e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudos de fibrinólise e adesão celular.

[Saiba mais](#)

Especificação	Detalhes
Nome do Produto	PAI-1/Serpina E1 pAb de Coelho
Observações/Apêndice	PAI; PAI1; PAI-1; PLANH1; PAI-1/Serpina E1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5054
Imunógeno	Péptido sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 24-199 do PAI-1/Serpina E1 humano (NP_000593.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P05121
Peso Molecular da Proteína	45 kDa
Transporte	Em saco de gelo