

Anticorpo Policlonal Anti-Paip1 Para Wb, Elisa - Q9H074

Número do item: CM0026007



introdução

O pAb de Coelho PAIP1 é um anticorpo policlonal validado para WB e ELISA, detectando PAIP1 humano, de rato e de camundongo. Auxilia na pesquisa sobre iniciação da tradução e turnover de mRNA — Q9H074.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho PAIP1
Observações/Apêndice	PAIP1
Espécie	Humano
ID do Gene	10605
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-260 do PAIP1 humano (NP_877590.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9H074
Peso Proteico	54kDa
Remessa	Saco de Gelo