

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pak1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q13153

Número do item: CM0029234



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PAK1 (Q13153) validado para WB, IHC-P, ELISA; reage com humano, camundongo, rato. Ideal para estudar a dinâmica do citoesqueleto, sinalização celular e apoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PAK1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	IDDMSSD; p65-PAK; PAKalpha; alpha-PAK; PAK1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	5058
GeneID	5058
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 200-300 do PAK1 humano (Q13153).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13153
Peso da Proteína	61kDa
Envio	Saco de gelo