

Anticorpo Policlonais Anti-Pak1p1 Para Wb, Elisa - Q9Nwt1

Número do item: CM0021925

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PAK1IP1, um inibidor da quinase PAK1 e fator de biogênese de ribossomos. Validado para WB e ELISA com reatividade cruzada entre humanos e camundongos. Adequado para estudos de sinalização nucleolar.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PAK1IP1 Rabbit pAb
Observações/Alias	PIP1; MAK11; WDR84; hPIP1; bA421M1.5; PAK1IP1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	55003
GeneID	55003
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-392 da PAK1IP1 humana (NP_060376.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9NWT1
Peso da Proteína	44kDa
Envio	Bolsa de gelo