


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pak1/Pak2/Pak3 Para Wb, Elisa - Q13153/Q13177/O75914

Número do item: CM0020046



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a PAK1, PAK2 e PAK3 (PAKalfa). Validado para WB e ELISA, com reatividade em tecidos humanos, de camundongo e de rato. Ideal para estudar a dinâmica do citoesqueleto e as vias de sinalização celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	PAK1/PAK2/PAK3 Rabbit pAb
Observações/Apelido	PAKalfa; PAK1/PAK2/PAK3
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	5058/5062/5063
ID do gene	5058/5062/5063
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 350-450 de PAK1/PAK2/PAK3 humano (NP_002567.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	Q13153/Q13177/O75914
Peso da proteína	65 kDa
Envio	Bolsa de gelo