

Anticorpo Policlonais Anti-Pak2 Para Wb E Elisa - Q13177

Número do item: CM0026202



introdução

Anticorpo Policlonais de Coelho PAK2 validado para WB e ELISA. Reage com PAK2 humano, de camundongo e rato (~58 kDa). Ideal para aplicações de pesquisa em sinalização de quinases, apoptose e citoesqueleto.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PAK2 Rabbit pAb
Observações/Alias	KNO2; PAK65; PAKgamma; PAK2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5062
GeneID	5062
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 120-240 da PAK2 humana (NP_002568.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13177
Peso Proteico	58kDa
Envio	Bolsa de gelo