

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Pak2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q13177

Número do item: CM0007867



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra PAK2 humano (Q13177), validado para WB, IF/ICC e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Adequado para o estudo da regulação do citoesqueleto, apoptose e vias de proliferação celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PAK2 Rabbit mAb
Observações/Alia(s)	KNO2; PAK65; PAKgamma; p58; PAK-2; S6/H4 kinase; PAK2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5062
GeneID	5062
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da PAK2 humana (Q13177).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13177
Peso da Proteína	58 kDa
Envio	Bolsa de gelo