

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Pak3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O75914

Número do item: CM0009610



introdução

mAb de Coelho anti-PAK3 (O75914) validado para WB, IHC-P, ELISA; reage com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa em neurociência, visando plasticidade sináptica, morfologia de espinhas dendríticas e vias de sinalização.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho anti-PAK3
Observações/Alias	ARA; bPAK; MRX30; MRX47; OPHN3; PAK-3; XLID30; PAK3beta; beta-PAK; PAK3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5063
GeneID	5063
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da PAK3 humana (O75914)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	O75914
Peso da Proteína	62 kDa
Envio	Gelo reciclável (Ice bag)