


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pak3 Para Wb, If/Icc, Elisa - 075914

Número do item: CM0021955



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o PAK3, uma serina/treonina cinase envolvida no desenvolvimento neuronal e na plasticidade sináptica. Adequado para aplicações de WB, IF/ICC e ELISA. Reconhece o PAK3 de humano, rato e camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PAK3 Rabbit pAb
Observações/Apelido	ARA; bPAK; MRX30; MRX47; OPHN3; PAK-3; XLID30; PAK3beta; beta-PAK; PAK3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5063
Imunogénio	Peptídeo Sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Camundongo
SWISS	075914
Peso Proteico	62kDa
Envio	Saco de gelo