


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pak6 Para Wb, Elisa - Q9Nqu5

Número do item: CM0030803



introdução

Anticorpo policlonal de coelho Anti-PAK6 validado para WB e ELISA. Detecta PAK6 humano e de rato (também conhecido como PAK5), uma quinase serina/treonina envolvida na regulação da transcrição. Expresso seletivamente no cérebro e testículo. Ideal para uso em pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PAK6 pAb de Coelho
Observações/Apelido	PAK5; PAK6
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	56924
GeneID	56924
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-270 do PAK6 humano (NP_064553.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q9NQU5
Peso Proteico	75 kDa
Envio	Saco de Gelo