

Anti-Pak6 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Elisa - Q9Nqu5

Número do item: CM0030793

introdução

Anti-PAK6 anticorpo policlonal de coelho validado para WB e ELISA. Detecta PAK6 humano e de camundongo (também conhecido como PAK5), uma serina/treonina quinase envolvida na regulação da transcrição. Expresso seletivamente no cérebro e nos testículos. Ideal para uso em pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PAK6 pAb de Coelho
Observações/Apelido	PAK5; PAK6
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	56924
GeneID	56924
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-270 do PAK6 humano (NP_064553.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9NQU5
Peso da Proteína	75 kDa
Envio	Saco com gelo