

Anti-Palb2 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb E Elisa - Q86Yc2

Número do item: CM0030701



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho PALB2 validado para WB e ELISA. Este anticorpo atinge o parceiro e localizador humano de BRCA2, uma proteína chave na via de reparo de recombinação homóloga e anemia de Fanconi. Ideal para pesquisa oncológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	PALB2 pAb Coelho
Observações/Apelido	FANCN; PNCA3; PALB2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	79728
GeneID	7972828
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 99-198 do PALB2 humano (NP_078951.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q86YC2
Peso da Proteína	131kDa
Envio	Saco de gelo