

Anticorpo Policlonal Anti-Pald1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ule6

Número do item: CM0017865

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PALD1 (paladina) humana, produzido a partir de proteína recombinante N-terminal. Validado para WB, IF/ICC e ELISA em amostras humanas, de camundongo e rato; detecta a proteína citossólica de ~97 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PALD1 pAb de coelho
Observações/Alias	PALD; KIAA1274; PALD1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	27143
GeneID	27143
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-300 da PALD1 humana (NP_055246.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonal
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9ULE6
Peso Molecular da Proteína	97kDa
Envio	Bolsa de gelo