


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Palladin Para Wb, Elisa - Q8Wx93

Número do item: CM0005210



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-Palladin para WB e ELISA. Imunogénio: aminoácidos 1-100 da Palladin humana. Reconhece o organizador do citoesqueleto de actina; alta expressão na próstata, ovário, cólon, rim. Validado para humano. - Q8WX93

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Palladin
Observações/Alias	MYN; PNCA1; CGI151; SIH002; CGI-151; Palladin
Espécie	Humano
ID do Gene	23022
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-100 da Palladin humana (NP_001159582.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q8WX93
Peso Proteico	151kDa
Envio	Saco de gelo