


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Pan 14-3-3 Para Wb, If/Icc, Elisa - P27348 / P31946 / P61981 / P62258 / P63104 / Q04917 / P31947

Número do item: CM0006354



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade que reconhece todas as sete isoformas humanas de 14-3-3 (θ , β , γ , ϵ , ζ , η , σ). Validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage com amostras humanas, de rato e de camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho pan 14-3-3
Observações/Apelidos	1C5; HS1; 14-3-3; GW128; YWHAA; KCIP-1; HEL-S-1; HEL4; YWHAD; HEL-S-3; POPCHAS; HEL-S-93; 14-3-3-zeta; pan 14-3-3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10971/7529/7532/7531/7534/7533/2810
GeneID	10971/7529/7532/7531/7534/7533/2810
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do pan 14-3-3 humano (NP_006817.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P27348/P31946/P61981/P62258/P63104/Q04917/P31947
Peso Proteico	27kDa/28KDa/29KDa
Envio	Bolsa de Gelo