


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pan 14-3-3 Para Wb, Elisa - P27348 / P31946 / P61981 / P62258 / P63104 / Q04917 / P31947

Número do item: CM0022017



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra pan 14-3-3 (YWHAB, YWHAZ, etc.), validado para WB e ELISA. Apresenta reação cruzada com humano, camundongo, rato e macaco-verde-africano. Ideal para pesquisas sobre sinalização celular e neurodegeneração.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	pan 14-3-3 Rabbit pAb
Observações/Apelido	YWHA; S1C5; HS1; 14-3-3; pan 14-3-3
Espécie	Humano
GeneID (humano)	10971/7529/7532/7531/7534/7533/2810
GeneID	10971/7529/7532/7531/7534/7533/2810
Imunógeno	Proteína recombinante de pan 14-3-3 humano
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato, macaco-verde-africano
SWISS	P27348/P31946/P61981/P62258/P63104/Q04917/P31947
Peso da proteína	27kDa/28kDa
Envio	Bolsa de gelo